

TANITA

デジタルヘルスマーター

System102
DIGITAL HEALTH METER


System201
DIGITAL HEALTH METER

取扱説明書



このたびは、タニタデジタルヘルスマーターを、お買いあげいただき、まことにありがとうございます。タニタデジタルヘルスマーターを正しく、ご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。本品は、精密機器につき絶対に分解はしないでください。

各部のよびかた



ご使用の前に

本品には、電池がついていませんので、ご近所で単3乾電池4本をご買入の上、バッテリーボックスに、電池を正しい向きで入れ、ご使用下さい。

●バッテリーボックスのふたのあけかた

System102




「ツメ」を押しながら、上図矢印の方向に、ふたを持ち上げてください。

System201




2つの「ツメ」を矢印の方向に押しながら、小銭又はドライバーを「OPEN」と書かれたみぞにさしこみ、ふたをあけてください。

ご使用順序



- スタートスイッチをつま先で

① 軽く押す



- 0.0 で正しい表示

② 表示を確認



- 0.0 で5秒以内に

③ 乗る

ご使用上の注意

-  表示中は、電子回路を正常に作動させるためのチェック時間です。この表示をしているときには、乗らないで下さい。
-  表示してから5秒以内に乗らない場合、表示が消え、同時に電源も自動的に切れるしくみになっています。
- 体重を計ったあと、本体から降りますと、自動的に電源が切れるしくみになっています。
- 万一、30秒過ぎても表示が消えない場合は、乾電池をはずして表示を消し、再び乾電池を入れてお使い下さい。
- マイクロコンピューターや乾電池を使用していますので、湿気の多い所や、水けのある所に置かないで下さい。
- このデジタルヘルスマーターは、畳やジュートンの上でも計れますが、できるだけ堅い平らな所に置いてお使い下さい。
- 水でぬれた時は、乾いた布で拭き、汚れた時は、水又は家庭用洗剤を湿した布で拭き、その後、乾いた布で拭き取って下さい。熱湯、ベンジン、シンナー等は使用しないで下さい。

電池交換について

- 表示部が  となりますと、電池がなくなったことを表わしますので、すぐに取り替えて下さい。
- 電池は、新品の単3乾電池を使用して下さい。
- 電池交換の時は、4個一度に交換して下さい。

特徴

(1) オートパワーオフ <AUTO POWER-OFF>

測定の後、約1秒間で電源が自動的に切れるシステムで、電池を長持ちさせます。

(2) 読みやすい蛍光表示

緑色の蛍光表示管で、どんなところでもはっきり読めます。

(3) スタート0(ゼロ)システム <START ZERO SYSTEM>

スタートスイッチを押した時、電子的に0kgの位置を決めます。

(4) バッテリーチェッカーシステム <BATTERY CHECKER SYSTEM>

電池がなくなると、表示部が  となり、バッテリーの交換時期を知らせます。

(5) このデジタルヘルスマーターは120kgまではかれます。<秤量120kg>

従来のヘルスマーター秤量100kg<当社比>

(6) 乾電池は家族5人で各自1日1回の測定で約1年間使用できます。

精度の保証範囲

- このデジタルヘルスメーターは最小表示500gですが、下記の範囲まで精度を保証します。

120kgまではかる場合	± 1 kg
--------------	--------

- 上記の精度を保証し、計量法に定められた製造基準に適合するよう、下記の基準で厳重な検査の上、出荷しております。

60kgまではかる場合	± 500g
60kgをこえ120kgまではかる場合	± 750g

- このデジタルヘルスメーターは体重を計ることが主な目的ですので品物の売買取引やその他の目方を証明する場合にはお使いになれませんが、学校や病院等で体重を測定し証明する場合は差しつかえありません。

通産省令
適合マーク



日本計量協会
検査済マーク



検査合格証

精度検査	構造検査	総合検査
今	柳澤	嘉

●発売元 **タニタ** 販売株式会社

本社・東京営業所	〒171 東京都豊島区南池袋2-28-14	☎ 03 (987)6151(大代表)
大阪営業所	〒550 大阪市西区立売堀1-4-11	☎ 06 (541)3151(代表)
名古屋営業所	〒466 名古屋市昭和区田面町2-44	☎ 052(762)2241(代表)
福岡営業所	〒812 福岡市博多区山王1-1-16	☎ 092(431)2298(代表)
札幌出張所	〒060 札幌市中央区北六条西24-3	☎ 011(641)8111(代表)
広島出張所	〒731-01 広島市安佐南区祇園町長束948-1	☎ 082(238)7031(代表)
仙台出張所	〒980 仙台市荒町146	☎ 0222(62)2891(代表)

●製造元 株式会社 **タニタ** 製作所

本社・工場 〒174東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03(967)9655 消費者サービス室

*お願い=ご不審の点がありましたら、お買上げ販売店、または弊社発売元へお問合せ下さい。

39902171 83.8

保証書

本品は徹底した品質管理のもとに製造され、更に厳密な製品検査に合格した製品であることを保証いたします。万一通常のご使用に於いて自然故障を生じた際にはお買上げ店又はお近くのサービス・ステーションまで本品をお送りください。無償で修理いたします。

品名 タニタデジタルヘルスメーター
System 102 System 201
保証期間 お買上げ日より6ヶ月間

株式会社 **タニタ** 製作所

〒174 東京都板橋区前野町1-14-2
☎03(967)9655 消費者サービス室



注意

●販売店、お買上げ日の記入がない保証書は無効です。

お買上げ日 昭和 年 月 日

ご住所
郵便番号

ご芳名

ご連絡先

販売店